

## Durchführung.

1. Messung des Gibbspresslings
2. Zugabe der gesättigten Lösung in Ex-  
lenmeyerkolben ( $\approx 80$  mL)
3. Wurde im Wasserbad (~~25°C~~) platziert
4. 80 mL  $H_2O$  im Zylinder wurde, auch  
im Wasserbad platziert.
5. Glasrohr in der zwischenzeit aufbauen  
und Gibbspressling reinmachen.
6. Tauschelektrode waschen und in der  
gesättigten Lsg zur Kalibrierung bereit  
gemacht.
7. Anfang  $T = 23^\circ C$
8. Wasser in Glasrohr einwerfen, Rührung  
starten, und 10 min je 10 Sekunde, die  
Leitfähigkeit mit einem Messprogramm messen.
9. Schritt 4 wiederholen.
10. Glasrohr, Rührer Elektroden reinigen.
11. Schritt 6 und 8 wiederholt für  $T = 40^\circ C$
12. Schritt 9 bis 11 auch für  $T = 60^\circ C$   
wiederholen.